

Anticorpo Monoclonal Anti-Humano IL-1B () Para Citometria De Fluxo Intracelular - P01584

Número do item: CM0011201



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-humano IL-1 β conjugado com para citometria de fluxo intracelular. Detecta IL-1 β humano, uma citocina pró-inflamatória chave. Ideal para pesquisas sobre inflamação e resposta imune.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Coelho anti-Humano IL-1 β mAb
Observações/Apelido	IL1B; IL-1; IL1-BETA; IL1F2; interleucina-1 beta
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3553
GeneID	3553
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 117-269 do IL1 β humano (NP_000567.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC (intra)
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P01584
Peso da Proteína	30kDa
Envio	Saco de gelo