

Anticorpo Monoclonal Anti-IL-4 Humana () Para Citometria De Fluxo Intracelular - P05112

Número do item: CM0009701



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-IL-4 humana conjugado com , de alta especificidade e validado para citometria de fluxo intracelular. Ideal para o perfil imunológico Th2 e a detecção de citocinas em pesquisas sobre alergia, asma e imuno-oncologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de coelho anti-IL-4 humana
Observações/Apelidos	BSF1; IL-4; BCGF1; BSF-1; BCGF-1
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	3565
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 25-153 da IL-4 humana (NP_000580.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF (intracelular)
Reatividade Cruzada	Humana
SWISS	P05112
Peso da Proteína	17 kDa
Transporte	Bolsa de gelo