

Anticorpo Monoclonal Anti-IL-5 Humano Para Citometria De Fluxo - P05113

Número do item: CM0009189



introdução

Anticorpo monoclonal conjugado com direcionado à IL-5 humana (Interleucina-5). Adequado para citometria de fluxo intracelular (FC). Uso em pesquisa para diferenciação de eosinófilos, ativação de células B e doenças inflamatórias. SWISS: P05113.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal Coelho anti-Humano IL-5
Observações/Apelido	EDF; IL-5; TRF; interleucina-5
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3567
GeneID	3567
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 20-134 da IL-5 humana (NP_000870.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC (intra)
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P05113
Peso Proteico	15kDa
Transporte	Saco de gelo