


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-IL-5 Humano Para Wb, If/Icc, Elisa - P05113

Número do item: CM0019541



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra IL-5 humano, validado para WB, IF/ICC e ELISA. Apresenta reação cruzada com camundongo, rato e uma ampla gama de espécies prevista. Adequado para pesquisa de citocinas, estudos de eosinófilos e ensaios de diferenciação de células B.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	pAb de coelho contra IL-5 humano
Observações/Alias	EDF, TRF, IL-5, IL-5 humano
Espécie	Humano
GeneID (humano)	3567
GeneID	3567
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 20-134 da IL-5 humana (NP_000870.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato, outras espécies (ampla gama prevista)
SWISS	P05113
Peso da proteína	15 kDa
Envio	Bolsa de gelo