


Anticorpo Monoclonal Anti-Human It5/Cd85A Para Citometria De Fluxo - O75022

Número do item: CM0009336



introdução

Anticorpo monoclonal Coelho anti-Human ILT5/CD85a validado para citometria de fluxo (FC). Reconhece o ILT5/CD85a humano, um receptor imune inibitório em monócitos e células B. Ideal para imunofenotipagem e estudos funcionais em pesquisa imunológica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Coelho anti-Human ILT5/CD85a mAb
Observações/Apelido	LILRB3; CD85A; HL9; ILT-5; ILT5; LILRA6; LIR-3; LIR3; PIR-B; PIRB; receptor de imunoglobulina tipo leucocitário B3
Espécies	Humano
GeneID (Humano)	11025
GeneID	11025
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 24-418 do ILT5/CD85a humano (NP_006855.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	O75022
Peso Proteico	69kDa/71kDa
Envio	Saco de gelo