


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Integrina B5/Itgb5 Humana () Para Citometria De Fluxo - P18084

Número do item: CM0008235



introdução

Este anticorpo monoclonal de coelho conjugado com tem como alvo a Integrina $\beta 5$ /ITGB5 humana, validado para citometria de fluxo. Ideal para estudar a adesão à fibronectina, sinalização de integrinas e função do receptor de adenovírus.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho Anti-Integrina $\beta 5$ /ITGB5 Humana
Observações/Apelido	ITGB5; integrina beta-5
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	3693
GeneID	3693
Imunogénio	Proteína recombinante correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 24-490 da Integrina $\beta 5$ /ITGB5 humana (NP_002204.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF (Citometria de Fluxo)
Reatividade Cruzada	Humana
SWISS	P18084
Peso Molecular da Proteína	88kDa
Envio	Saco de gelo