


Anticorpo Monoclonal Anti-Cadeia Leve Kappa Humana Para Wb, Ihc-P, If-P, Elisa - P01834

Número do item: CM0006768



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra a região constante da cadeia leve kappa humana, validado para WB, IHC-P, IF-P e ELISA. Ideal para pesquisa em imunoglobulinas, estudos de células B e desenvolvimento de ensaios diagnósticos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho Anti-Cadeia Leve Kappa Humana
Observações/Apêndice	Km; HCAK1; IGKCD; Cadeia Leve Kappa Humana
Espécie	Humana
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-107 da Cadeia Leve Kappa humana (P01834)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana
SWISS	P01834
Peso Proteico	12kDa
Transporte	Saco de gelo