


Anticorpo Monoclonal De Coelho Contra A Cadeia Leve Kappa Humana Para Wb, If-P, Fc, Elisa - P01834

Número do item: CM0006718



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado à região constante da cadeia leve kappa da imunoglobulina humana. Validado para WB, IF-P, FC e ELISA. Adequado para pesquisa em imunidade humoral e desenvolvimento de ensaios diagnósticos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho contra Cadeia Leve Kappa Humana
Observações/Apelido	Km; HCAK1; IGKCD; Cadeia Leve Kappa Humana
Espécie	Humana
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-107 da Cadeia Leve Kappa humana (P01834)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF-P, FC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana
SWISS	P01834
Peso da Proteína	12kDa
Transporte	Embalagem com gelo