

Anticorpo Monoclonal Anti-Cadeia Leve Lambda Humana () Para Citometria De Fluxo - P0Cg04

Número do item: CM0012042



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado à imunoglobulina humana lambda constante 1, conjugado com . Validado para citometria de fluxo, ideal para pesquisa de células B e anticorpos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho Anti-Cadeia Leve Lambda Humana
Espécie	Humana
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-106 da Cadeia Leve Lambda humana.
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF (Citometria de Fluxo)
Reatividade Cruzada	Humana
SWISS	P0CG04
Peso Proteico	11kDa
Transporte	Em saco de gelo