


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cadeia Leve Lambda Humana Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P0CG04

Número do item: CM0006276



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado à região constante 1 da imunoglobulina lambda humana. Validado para Western blot, imunofluorescência, imuno-histoquímica e ELISA. Ideal para pesquisas sobre imunidade adaptativa, células B e cadeias leves.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	mAb de Coelho contra a Cadeia Leve Lambda Humana
Espécie	Humana
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-106 da Cadeia Leve Lambda humana
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana
SWISS	P0CG04
Peso da Proteína	11 kDa
Envio	Bolsa de gelo