

Anticorpo Monoclonal Anti-Humano Lamp2 () Para Citometria De Fluxo - P13473

Número do item: CM0004629



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com direcionado à LAMP2 humana, validado para citometria de fluxo intracelular. Ideal para estudar biogênese de lisossomos, autofagia e apresentação imune. Reage com amostras humanas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho Anti-Humano LAMP2
Observações/Apelido	DND; LAMPB; CD107b; LAMP-2; LGP-96; LGP110
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3920
GeneID	3920
Imunogênio	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 29-375 da LAMP2 humana (NP_002285.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF (intra)
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P13473
Peso Proteico	44kDa/45kDa
Envio	Saco de gelo