

Anticorpo Monoclonal Anti-Lamp2 Humano Para Citometria De Fluxo Intracelular - P13473

Número do item: CM0008422



introdução

Este anticorpo monoclonal anti-LAMP2 humano de coelho (conjugado) é validado para citometria de fluxo intracelular (FC). Com alvo na glicoproteína lisossomal LAMP2 (CD107b), é ideal para estudos de autofagia, pesquisa de lisossomos e estudos de apresentação imunológica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	anti-LAMP2 Humano de Coelho mAb
Observações/Alias	DND; LAMPB; CD107b; LAMP-2; LGP-96; LGP110
Espécie	Humano
GeneID	3920
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 29-375 da LAMP2 humana (NP_002285.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC (intracelular)
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P13473
Peso Proteico	44kDa/45kDa
Transporte	Bolsa de gelo