


Anticorpo Monoclonal Anti-Humano Lifr/Cd118 Para Citometria De Fluxo - P42702

Número do item: CM0012100



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com direcionado ao LIFR/CD118 humano, validado para citometria de fluxo. O LIFR é um receptor transdutor de sinal para as citocinas LIF, OSM, CNTF, CTF1 e CLCF1, envolvido na via JAK/STAT.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho Anti-Humano LIFR/CD118
Observações/Apelido	SWS; SJS2; STWS; CD118; LIF-R
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3977
Imunogénio	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF (Citometria de Fluxo)
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P42702
Peso Proteico	124kDa
Envio	Em saco de gelo