

Anticorpo Monoclonal Anti-Humano LILRA2/Cd85H Para If/Icc, Fc - Q8N149

Número do item: CM0007984



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com direcionado a LILRA2 humana (CD85h/ILT1/LIR7). Validado para imunofluorescência e citometria de fluxo. Ideal para estudos de resposta imune inata envolvendo neutrófilos e monócitos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Coelho anti-Humano LILRA2/CD85h mAb
Observações/Alias	ILT1; LIR7; CD85H; LIR-7
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	11027
GeneID	11027
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 24-449 de LILRA2/CD85h humano (NP_001124389.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	IF/ICC, FC
Reatividade Cruzada	Humana
SWISS	Q8N149
Peso Proteico	53kDa/51kDa/48kDa/47kDa
Transporte	Bolsa de gelo