

Anticorpo Monoclonal Anti-Humano Mica/Micb Para Citometria De Fluxo - Q29983 / Q29980

Número do item: CM0011485



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com contra MICA e MICB humano, validado para citometria de fluxo. Detecta ligantes NKG2D em células sob estresse, adequado para monitoramento imunológico e pesquisa em imunologia tumoral.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho Anti-Humano MICA/MICB
Observações/Apelido	MIC-A; PERB11.1; PERB11.2; MICB
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	100507436/4277
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 23-298 do MICB humano (NP_005922.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF (Citometria de Fluxo)
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q29983/Q29980
Peso Proteico	4kDa/31kDa/37kDa/43kDa
Envio	Saco de gelo