


Anticorpo Monoclonal Anti-Humano Mmp9 Para Citometria De Fluxo Intracelular - P14780

Número do item: CM0012420



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-humano MMP9 conjugado com , validado para citometria de fluxo intracelular. Tem como alvo a metaloproteinase de matriz-9 (gelatinase B), adequado para estudos sobre remodelação da matriz extracelular e migração de leucócitos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Coelho anti-Humano MMP9 mAb
Observações/Apelido	MMP9; CLG4B; GELB; MANDP2; MMP-9; metalopeptidase de matriz 9
Espécie	Humano
ID do Gene	4318
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 20-707 do MMP9 humano (NP_004985.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC (intra)
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P14780
Peso Proteico	78kDa

Envio