


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Humano Mmp9 Para Citometria De Fluxo (Intracelular) - P14780

Número do item: CM0011620



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho recombinante que visa a metaloproteinase-9 da matriz humana (MMP9). Validado para citometria de fluxo intracelular, detecta a MMP9 envolvida na degradação da matriz extracelular e migração de leucócitos. Reage com amostras humanas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho Anti-Humano MMP9
Observações/Apelido	MMP9; CLG4B; GELB; MANDP2; MMP-9; metalopeptidase de matriz 9
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4318
GeneID	4318
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 20-707 da MMP9 humana (NP_004985.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC (intra)
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P14780
Peso da Proteína	78kDa
Envio	Saco de gelo