

Anticorpo Monoclonal Anti-Humano Nectin-4 () Para Citometria De Fluxo - Q96Ny8

Número do item: CM0010368



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra Nectin-4 humano, conjugado com . Validado para citometria de fluxo (FC). Adequado para estudar adesão celular, entrada do vírus do sarampo e pesquisa de carcinoma de mama.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo monoclonal de coelho Anti-Humano Nectin-4
Observações/Apelido	LNIR; PRR4; EDSS1; PVRL4; nectin-4
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	81607
ID do Gene	81607
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 32-146 do Nectin-4 humano (NP_112178.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q96NY8
Peso Molecular da Proteína	24kDa/55kDa
Transporte	Saco de gelo