

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Neurogranina Humana (Nrgn) Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q92686

Número do item: CM0007498

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado à Neurogranina humana (NRGN) para WB, IHC-P, ELISA. Apresenta reatividade cruzada com camundongo e rato. Ideal para pesquisa sobre desenvolvimento sináptico e doença de Alzheimer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Neurogranina (NRGN) mAb de Coelho
Observações/Alias	RC3; hng; Neurogranina (NRGN)
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	4900
GeneID	4900
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 2-78 da Neurogranina humana (NRGN) (NP_001119653.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q92686
Peso da Proteína	8kDa
Envio	Saco de gelo