

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Neurogranina Humana Para Wb, Elisa - Q92686

Número do item: CM0024595

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra neurogranina humana (NRGN/RC3) para WB e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Proteína ligante de calmodulina envolvida no desenvolvimento e remodelação sináptica. Adequado para pesquisa em neurociência.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Policlonal de Coelho Anti-Neurogranina Humana
Observações/Apelido	RC3; hng; Neurogranina Humana
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	4900
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 2-78 da Neurogranina Humana (NP_001119653.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q92686
Peso Proteico	8kDa
Envio	Saco de gelo