


Anticorpo Policlonal Anti-Parkin Humano Para Wb, If, Ihc, Elisa - O60260

Número do item: CM0018324



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra Parkin humano, adequado para WB, IF, IHC e ELISA. Apresenta reação cruzada com camundongo e rato. Ideal para estudar o papel da Parkin na mitofagia, na doença de Parkinson e nas vias de ubiquitinação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho contra Parkin Humana
Observações/Apelidos	PDJ; AR-JP; LPRS2; PARK2; Parkin
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	5071
GeneID	5071
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 81-280 da Parkin humana (NP_004553.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O60260
Peso da Proteína	52 kDa
Envio	Bolsa de gelo