


Anticorpo Policlonal Anti-Parkin Humano Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O60260

Número do item: CM0013191



introdução

Anticorpo policlonal de coelho dirigido contra a Parkin humana (PRKN/PARK2), validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reage com proteínas humanas, de ratinho e de rato. Adequado para investigação da doença de Parkinson, mitofagia e controlo de qualidade mitocondrial.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho contra Parkin Humana
Observações/Alcunha	PDJ; AR-JP; LPRS2; PARK2; Parkin
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	5071
GeneID	5071
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-387 da Parkin humana (NP_004553.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana, Ratinho, Rato
SWISS	O60260
Peso da Proteína	52 kDa
Envio	Bolsa de gelo