

Anticorpo Monoclonal Anti-Humano Pd-L1/Cd274 Para Citometria De Fluxo - Q9Nzq7

Número do item: CM0005686



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com contra PD-L1/CD274 humano, validado para citometria de fluxo. Ideal para imunologia de tumores, estudos de pontos de verificação imunológica e diagnósticos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Coelho anti-Humano PD-L1/CD274 mAb
Observações/Apelido	B7-H; B7H1; PDL1; PD-L1; hPD-L1; PDCD1L1; PDCD1LG1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	29126
GeneID	29126
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-290 do PD-L1/CD274 humano (Q9NZQ7)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q9NZQ7
Peso da Proteína	33kDa
Envio	Saco de gelo