

Anticorpo Monoclonal Anti-Humano Pd-L1/Cd274 Para Citometria De Fluxo - Q9Nzq7

Número do item: CM0009024



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra PD-L1/CD274 humano, adequado para citometria de fluxo. Reconhece a proteína ligante de morte programada 1 de 33 kDa, uma proteína-chave do ponto de verificação imunológico (UniProt Q9NZQ7). Ideal para pesquisa em imunooncologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Detalhes
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal Anti-Humano PD-L1/CD274
Observações/Apelido	B7-H; B7H1; PDL1; PD-L1; hPD-L1; PDCD1L1; PDCD1LG1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	29126
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-290 do PD-L1/CD274 humano (Q9NZQ7)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q9NZQ7
Peso Proteico	33kDa
Envio	Em saco de gelo