


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Humano Pla2G7/Paf-Ah/Lp-Pla2 Para Wb E Elisa - Q13093

Número do item: CM0023866



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-Humano PLA2G7/PAF-AH/Lp-PLA2 validado para WB e ELISA. Reage com humano e camundongo. Útil para estudar o metabolismo inflamatório de fosfolipídios e pesquisas sobre doenças cardiovasculares.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Human PLA2G7/PAF-AH/Lp-PLA2 Rabbit pAb
Observações/Apelido	PLA2G7; LDL-PLA2; LP-PLA2; PAFAD; PAFAH; phospholipase A2 group VII; Human PLA2G7/PAF-AH/Lp-PLA2
Espécie	Humano
GeneID (humano)	7941
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 22-441 do PLA2G7/PAF-AH/Lp-PLA2 humano (NP_005075.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q13093
Peso da Proteína	50kDa
Envio	Saco de gelo