


Anticorpo Monoclonal Anti-Podoplanina Humana () Para Citometria De Fluxo - Q86YI7

Número do item: CM0009228



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra a podoplanina humana (PDPN), conjugado a , para citometria de fluxo. Reage com a podoplanina humana; tem como alvo os resíduos do domínio extracelular 21-123. Adequado para pesquisa de migração celular, adesão e EMT.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Coelho anti-Podoplanina Humana mAb
Observações/Alíase	PDPN; AGGRUS; GP36; GP40; Gp38; HT1A-1; OTS8; PA2.26; T1A; T1A-2; T1A2; T11A; podoplanina
Espécie	Humana
GeneID (humano)	10630
GeneID	10630
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 21-123 da Podoplanina Humana (NM_006474.5)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humana
SWISS	Q86YL7
Peso Proteico	12kDa/16kDa/18kDa/24kDa
Envio	Saco de gelo