


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Pro-Colágeno I Alfa Humano (Col1A1) Para Wb, If-P, Ihc-P - P02452

Número do item: CM0020355



introdução

Anticorpo policlonal de coelho confiável contra pro-colágeno I alfa humano (COL1A1), adequado para WB, IF-P e IHC-P. Projetado para estudar colágeno tipo I na matriz extracelular, osso e biologia do tecido conjuntivo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo pAb de Coelho Anti-Pro-Colágeno I alfa Humano
Observações/Apelido	COL1A1; EDSC; OI1; OI2; OI3; OI4; cadeia alfa-1(I) do colágeno; Pro-Colágeno I alfa Humano
Espécie	Humano
ID do Gene	1277
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante correspondente aos aminoácidos 26-161 do Colágeno I/COL1A1 humano (NP_000079.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P02452
Peso Proteico	138kDa
Envio	Saco de gelo