


Anticorpo Monoclonal Abflo 488 Anti-Humano Rankl/Cd254 Para Citometria De Fluxo (Intracelular) - O14788

Número do item: CM0009276



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com ABflo 488 direcionado ao RANKL/CD254 humano (UniProt: O14788). Validado para citometria de fluxo intracelular. Ideal para investigar osteoclastogênese, reabsorção óssea e comunicação cruzada de células imunes.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho Anti-Humano RANKL/CD254
Observações/Apelido	ODF; OPGL; sOdf; CD254; OPTB2; RANKL; TNLG6B; TRANCE; hRANKL2
Espécie	Humano
GeneID	8600
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 136-317 do RANKL/CD254 humano (NP_003692.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	Citometria de Fluxo (Intracelular)
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	O14788
Peso Proteico	27kDa/30kDa/35kDa
Envio	Em saco de gelo