

Anticorpo Monoclonal Anti-Ror1 Humano () Para Fc - Q01973

Número do item: CM0011423



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado a , direcionado à proteína ROR1 humana (104 kDa). Validado para citometria de fluxo, adequado para pesquisa em oncologia e neurobiologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb anti-ROR1 Humano de Coelho
Observações/Alias	NTRKR1; dj537F10.1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4919
GeneID	4919
Imunógeno	Proteína Recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 24-403 da ROR1 Humana (NP_005003.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q01973
Peso da Proteína	104kDa
Envio	Bolsa de gelo