

Anticorpo Monoclonal Anti-Humano Siglec9 Para Citometria De Fluxo - Q9Y336

Número do item: CM0010993

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-humano SIGLEC9 (CD329) conjugado com , otimizado para citometria de fluxo. Detecta SIGLEC9 humano, uma lectina de ligação ao ácido siálico com funções na adesão celular e regulação imune.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Coelho anti-Humano SIGLEC9 mAb
Observações/Alias	CD329; CDw329; FOAP-9; siglec-9; OBBP-LIKE
Espécie	Humano
GeneID	27180
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 18-348 do SIGLEC9 humano (NP_055256.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q9Y336
Peso Proteico	50kDa, 52kDa
Envio	Saco de gelo