

Anticorpo Monoclonal Anti-Humano Siglec9 Para Citometria De Fluxo - Q9Y336

Número do item: CM0007963

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado a contra SIGLEC9 humano (CD329) para citometria de fluxo. Validado para reatividade humana; detecta lectina de ligação ao ácido siálico envolvida na adesão celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal Coelho anti-Humano SIGLEC9
Observações/Apelido	CD329; CDw329; FOAP-9; siglec-9; OBBP-LIKE
Espécie	Humano
ID do Gene	27180
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 18-348 do SIGLEC9 humano (NP_055256.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	Citometria de Fluxo (FC)
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q9Y336
Peso Proteico	50kDa, 52kDa
Envio	Bolsa de Gelo