

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Humano Syt12 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q8lv01

Número do item: CM0019390

introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho Anti-Humano SYT12 validado para WB, IF/ICC, ELISA. Detecta SYT12 humano (47 kDa), reage cruzadamente com camundongo. Ideal para estudos de transmissão sináptica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SYT12 pAb Coelho
Observações/Apelido	SYT11; sytXII; SYT12
Espécie	Humano
GeneID	91683
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 95-200 do SYT12 humano (NP_001171351.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	Q8IV01
Peso da Proteína	47kDa
Envio	Saco de gelo