

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Tioredoxina Redutase 1/Trxr1 Humana Para Wb, Elisa - Q16881

Número do item: CM0005159



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho recombinante contra TXNRD1 humano (Tioredoxina redutase 1). Validado para Western blot e ELISA, reage de forma cruzada com camundongo e rato. Ideal para pesquisa em biologia redox, câncer e sinalização por estrogênio.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho Anti-Tioredoxina Redutase 1/TRXR1 Humana
Observações/Apelido	TR; TR1; TXNR; TRXR1; GRIM-12; Tioredoxina redutase 1 (TXNRD1)
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	7296
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-649 da Tioredoxina redutase 1 humana (TXNRD1) (Q16881).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q16881
Peso Proteico	71kDa
Remessa	Em saco de gelo