


Anticorpo Monoclonal Anti-Tim-3/Havcr2 Humano Para Fc - Q8Tdq0

Número do item: CM0007853



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra TIM-3/HAVCR2 humano, validado para citometria de fluxo. Adequado para pesquisa em imunologia, visando o receptor de imunoglobulina e mucina de células T 3 (CD366) envolvido na regulação imune.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho anti-TIM-3/HAVCR2 Humano
Observações/Alias	TIM3; CD366; KIM-3; SPTCL; TIMD3; Tim-3; TIMD-3; HAVcr-2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	84868
GeneID	84868
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 22-200 de TIM-3/HAVCR2 humano (NP_116171.3).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q8TDQ0
Peso da Proteína	33kDa
Envio	Bolsa de gelo