


Anticorpo Policlonal Anti-Humano Tnfrsf11A Para Wb, Elisa - Q9Y6Q6

Número do item: CM0023000



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra TNFRSF11A (RANK) humano para WB e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para aplicações de pesquisa sobre osteoclastogênese e óssea.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Humano TNFRSF11A pAb de Coelho
Observações/Apelido	FEO; OFE; ODFR; OST5; PDB2; RANK; CD265; OPTB7; TRANCER; LOH18CR1; TRANCE-R; Humano TNFRSF11Aa
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	8792
ID do Gene	8792
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 30-212 do TNFRSF11A humano (NP_003830.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9Y6Q6
Peso da Proteína	66kDa
Envio	Saco com gelo