

Anticorpo Monoclonal Anti-Trem1 Humano (Cd354) Para Citometria De Fluxo - Q9Np99

Número do item: CM0009020



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com direcionado a TREM1 (CD354) humano, um receptor mielóide que amplifica respostas inflamatórias. Projetado para citometria de fluxo. Indicado para pesquisa em imunidade inata.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anti-TREM1 humano mAb de coelho
Observações/Alíase	CD354; TREM-1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	54210
ID do Gene	54210
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 21-200 de TREM1 humano (NP_061113.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q9NP99
Peso da Proteína	18kDa/26kDa
Transporte	Bolsa de gelo