

Anticorpo Monoclonal Anti-Humano Trka () Para Citometria De Fluxo - P04629

Número do item: CM0008589



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-humano TrkA conjugado com , validado para citometria de fluxo em amostras humanas. Tem como alvo o receptor de fator de crescimento nervoso de alta afinidade, sendo ideal para pesquisas em neurobiologia e oncologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho anti-Humano TrkA
Observações/Alias	NTRK1; MTC; TRK; TRK1; TRKA; Trk-A; p140-TrkA; receptor tirosina quinase neurotrófica 1
Espécie	Humano
GeneID	4914
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 33-407 do TrkA humano (NP_002520.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC (Citometria de Fluxo)
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P04629
Peso da Proteína	77kDa/83kDa/86kDa/87kDa
Envio	Gelo reciclável (Ice bag)