

Anticorpo Monoclonal Anti-Humano Vcam-1/Cd106 Para Citometria De Fluxo - P19320

Número do item: CM0011908



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com direcionado ao VCAM-1/CD106 humano, validado para citometria de fluxo (FC). Ideal para estudar adesão leucocitária, inflamação endotelial e vigilância imunológica. Reconhece a proteína VCAM-1 humana (P19320).

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho anti-Humano VCAM-1/CD106
Observações/Apelido	CD106
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	7412
ID do Gene	7412
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 25-698 do VCAM1 humano (NP_001069.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P19320
Peso Proteico	71kDa/74kDa/81kDa
Envio	Saco de Gelo