

Anti-Humano/Macaco Cd3 Mab Para Citometria De Fluxo - P07766

Número do item: CM0008931



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-humano/macaco CD3 conjugado com para detecção por citometria de fluxo da cadeia épsilon do CD3 em células T. Validado para amostras humanas e de macaco cinomolgo. Ideal para estudos de imunofenotipagem.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Coelho anti-Humano/Macaco CD3 mAb
Observações/Apelido	T3E, TCRE, IMD18, CD3epsilon
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	916
GeneID	916
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-126 do CD3 humano (NP_000724.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano, Cynomolgus
SWISS	P07766
Peso da Proteína	23kDa
Envio	Saco de gelo