

Anticorpo Monoclonal Anti-Cd64 Humano/Macaco Para Citometria De Fluxo - P12314

Número do item: CM0010309



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com direcionado ao CD64 humano/macaco (FCGR1A) para citometria de fluxo. Reconhece o receptor de IgG de alta afinidade expresso em monócitos/macrófagos. SWISS: P12314.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb anti-CD64 Humano/Macaco de Coelho
Observações/Alias	FCGR1A; CD64; CD64A; FCRI; IGFR1; Fragmento Fc do receptor Ia de IgG
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	2209
GeneID	2209
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 16-288 do CD64 humano (NP_000557.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano, Cynomolgus
SWISS	P12314
Peso Proteico	38kDa/42kDa
Envio	Bolsa de gelo