

Anticorpo Monoclonal Anti-Humano/Macaco Cd69 Para Citometria De Fluxo - Q07108

Número do item: CM0009814



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra CD69, conjugado diretamente com . Específico para CD69 humano e de cynomolgo. Validado para citometria de fluxo para estudar a ativação precoce de células T, células NK e outros leucócitos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	coelho anti-Humano/Macaco CD69 mAb
Observações/Apelidos	AIM; EA1; MLR-3; CLEC2C; GP32/28; BL-AC/P26
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	969
GeneID	969
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 78-199 do CD69 humano (NP_001772.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano, Cynomolgo
SWISS	Q07108
Peso da Proteína	23kDa
Envio	Bolsa de gelo