


Anticorpo Monoclonal Anti-Cd8A Humano/ Macaco Para Fc - P01732

Número do item: CM0008697



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-CD8a humano/de macaco conjugado com para citometria de fluxo. Validado em humanos e macacos-cinômolgos. Correceptor do MHC de classe I; essencial para a imunidade de CTL e células NK.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Coelho anti-CD8a Humano/Macaco mAb
Observações/Alias	CD8; p32; Leu2; CD8alpha
Espécie	Humano
ID do Gene	925 (Humano)
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 22-182 da CD8A humana (NP_001759.3)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano, macaco-cinômolgo
SWISS	P01732
Peso da Proteína	21kDa/25kDa/30kDa
Envio	Bolsa de gelo