


Anticorpo Monoclonal Anti-Humano/Macaco Cd8A Para Citometria De Fluxo - P01732

Número do item: CM0011892



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado ao CD8a humano e de macaco cynomolgus, validado para citometria de fluxo. Reconhece a cadeia alfa do CD8, um correceptor para o MHC de classe I, essencial para a imunidade mediada por células T.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho anti-Humano/Macaco CD8a
Observações/Alias	CD8; p32; Leu2; CD8alpha
Espécie	Humano
ID do Gene	925 (Humano)
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 22-182 do CD8A humano (NP_001759.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano, Cynomolgus
SWISS	P01732
Peso da Proteína	21kDa/25kDa/30kDa
Envio	Bolsa de gelo