

Anticorpo Monoclonal Anti-IgD Humana/Macaco () Para Citometria De Fluxo - P01880

Número do item: CM0012564



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-IgD humana/macaco conjugado com de alta qualidade, validado para citometria de fluxo (FC). Reconhece IgD humana e de macaco cinomolgo, ~47 kDa. Ideal para imunofenotipagem de células B e estudos de imunidade humoral.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho Anti-IgD Humana/Macaco
Espécie	Humana
ID do Gene	3495
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 99-384 da IgD humana
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF (Citometria de Fluxo)
Reatividade Cruzada	Humana, Cynomolgus (Macaco Cinomolgo)
SWISS	P01880
Peso Molecular da Proteína	47 kDa
Envio	Em saco de gelo