


Anticorpo Monoclonal Anti-IgD Humano/De Macaco Para Citometria De Fluxo - P01880

Número do item: CM0011036



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-IgD humano/de macaco conjugado com para citometria de fluxo. Detecta a região constante da cadeia pesada delta; útil para imunofenotipagem de células B e pesquisa da imunidade humoral.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	IgD mAb de coelho anti-humano/de macaco
Observações/Apelido	IGHD
Espécie	Humano
GeneID	3495
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 99-384 da IgD humana.
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano, Macaco-cinomoigo
SWISS	P01880
Peso da Proteína	47 kDa
Envio	Bolsa de gelo