

Anticorpo Monoclonal Anti-Humano/Macaco Pd-1/Cd279 Para Fc - Q15116

Número do item: CM0009962



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com contra PD-1 humano (CD279), validado para citometria de fluxo. Adequado para estudar a inibição de pontos de verificação imunológica e a exaustão de células T em amostras humanas e de macaco-cinômolo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Coelho anti-Humano/Macaco PD-1/CD279 mAb
Observações/Apelido	PD1; PD-1; CD279; SLEB2; hPD-1; hPD-I; hSLE1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5133
GeneID	5133
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 25-168 do PD-1/CD279 humano (NP_005009.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano, Macaco-cinômolo
SWISS	Q15116
Peso da Proteína	32kDa
Envio	Saco de gelo