

Anticorpo Monoclonal Rabbit Polymab® Anti-Humano/Rato Cd34 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P28906 / Q64314

Número do item: CM0007706

introdução

Anticorpo monoclonal Rabbit PolymAb® que visa o antígeno CD34 humano/rato. Validado para WB, IHC-P, ELISA. Detecta uma banda de 41 kDa. Ideal para pesquisa de células-tronco hematopoiéticas, adesão e biologia vascular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CD34 Rabbit PolymAb®
Observações/Apelido	CD34;molécula CD34;GIG3;MORT1
Espécies	Humano/Rato
ID do Gene (Humano)	947
ID do Gene	947/12490
Imunogénio	Proteína recombinante de CD34 humano
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	P28906/Q64314
Peso da Proteína	41kDa
Envio	Saco de gelo