


Anticorpo Monoclonal Anti-Huntingtina Para Wb, If-F, Elisa - P42858

Número do item: CM0002973



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado à Huntingtina, validado para Western blot, imunofluorescência e ELISA. Detecta HTT humano, de rato e de camundongo. Ideal para estudar a doença de Huntington e vias de autofagia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KO] Anticorpo Monoclonal de Coelho Anti-Huntingtina
Observações/Apelido	HD; IT15; LOMARS; Huntingtina
Espécie	Humano
GeneID	3064
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 da Huntingtina humana (P42858)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF-F, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P42858
Peso Proteico	348 kDa
Envio	Saco de gelo