


Anticorpo Policlonal Anti-Huntingtina Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P42858

Número do item: CM0022755



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra a Huntingtina humana (aa 435-635). Adequado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Apresenta reação cruzada com camundongo e rato. Para uso em pesquisa sobre a doença de Huntington e estudos neurodegenerativos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	pAb de coelho anti-Huntingtina
Observações/alias	HD; IT15; LOMARS; Huntingtina
Espécie	Humana
ID do gene (humano)	3064
ID do gene	3064
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 435-635 da Huntingtina humana (NP_002102.4)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, camundongo, rato
SWISS	P42858
Peso da proteína	348 kDa
Envio	Bolsa de gelo