

Anticorpo Monoclonal Anti-Hur/Elavl1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - Q15717

Número do item: CM0003077



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade que visa o HuR/ELAVL1, validado para WB, IHC-P, IF/ICC, IP e ELISA. Reconhece ELAVL1 humano, de rato e de camundongo. Adequado para pesquisas sobre estabilidade de mRNA e regulação pós-transcricional.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KO] HuR/ELAVL1 Rabbit mAb
Observações/Apelido	HUR; Hua; MelG; ELAV1; L1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1994
Imunógeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do HuR/ELAVL1 humano (Q15717).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q15717
Peso da Proteína	36kDa
Envio	Saco de gelo